

Anti-Stat3 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb E Elisa - P40763

Número do item: CM0003000



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra STAT3 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta STAT3 humano e de camundongo, peso molecular 88 kDa. Ideal para estudos de sinalização JAK/STAT, inflamação e pesquisa do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] STAT3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; T3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6774
ID do Gene	6774
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do STAT3 humano (P40763)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P40763
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco com gelo