

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fator Esteroidogênico-1 (Sf-1/Nr5A1) Para Wb, Elisa - Q13285

Número do item: CM0003178



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o fator esteroidogênico-1 (SF-1/NR5A1) para aplicações em Western blot (WB) e ELISA. Reage com humano e camundongo. Tem como alvo o SF-1 (52kDa), um fator de transcrição essencial para a diferenciação sexual e formação de tecidos esteroidogênicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Fator Esteroidogênico-1 (SF-1/NR5A1)
Observações/Apelido	ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Fator Esteroidogênico-1 (SF-1/NR5A1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2516
GeneID	2516
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 351-461 do Fator Esteroidogênico-1 humano (SF-1/NR5A1) (Q13285)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13285
Peso Proteico	52kDa
Transporte	Saco de gelo