

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fator Esteroidogênico-1 (Sf-1/Nr5A1) Para Wb E Elisa - Q13285

Número do item: CM0021711



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator esteroidogênico-1 humano (SF-1/NR5A1). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre o desenvolvimento de tecidos esteroidogênicos e a regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Fator esteroidogênico-1 (SF-1/NR5A1), pAb de coelho
Observações/alias	ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Fator esteroidogênico-1 (SF-1/NR5A1)
Espécie	Humano
ID do gene	2516
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do fator esteroidogênico-1 humano (SF-1/Fator esteroidogênico-1 (SF-1/NR5A1)) (NP_004950.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q13285
Peso da proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo