


Anticorpo Policlonal Anti-Stk19 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49842

Número do item: CM0016473



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra STK19/WHR1, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta STK19 humano, de camundongo e de rato, um fator essencial no reparo do DNA acoplado à transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK19 Rabbit pAb
Observações/Alias	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8859
GeneID	8859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-364 do STK19 humano (NP_004188.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49842
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Gelo em bolsa