

Anticorpo Monoclonal Anti-Stk3/Mst2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Número do item: CM0010094



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra STK3/MST2 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies de camundongo. Ideal para pesquisa de apoptose e sinalização Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STK3/MST2 Rabbit mAb
Observações/Alias	KRS1, MST2, STK3/MST2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6788
ID do Gene	6788
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de STK3/MST2 humano (Q13188).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13188
Peso da Proteína	56kDa
Transporte	Bolsa de gelo