


Anticorpo Policlonal Anti-Strada De Coelho Para Wb, Elisa - Q7Rtn6

Número do item: CM0023259



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STRADA humana (proteína adaptadora quinase relacionada a STE20 alfa), adequado para Western blotting e ELISA. Detecta STRADA humana e de camundongo, com um peso molecular previsto de ~48 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] STRADA Rabbit pAb
Observações/Apêndice	LYK5; PMSE; Stik; STRAD; NY-BR-96; STRAD alfa; DA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	92335
GeneID	92335
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7RTN6
Peso Proteico	48kDa
Transporte	Saco de gelo