

Anticorpo Policlonal Anti-Stx1A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16623

Número do item: CM0029231

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STX1A humana (Syntaxina-1A, HPC-1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para estudar exocitose mediada por SNARE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STX1A pAb de Coelho
Observações/Apelido	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6804
GeneID	6804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-288 da STX1A humana (NP_004594.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q16623
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo