


Anti-Stxbp2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q15833

Número do item: CM0029645



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o STXBP2 (Munc18-2), validado para Western blot (WB) e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre tráfego de vesículas mediado por SNARE, exocitose e biologia de grânulos citotóxicos de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STXBP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6813
GeneID	6813
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do STXBP2 humano (NP_001120868.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15833
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco com gelo