


Anticorpo Policlonal Anti-Stxbp4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zwj1

Número do item: CM0027243



introdução

Anticorpo policlonal Anti-STXBP4 validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos e camundongos. Tem como alvo a proteína de ligação à sintaxina 4 (Synip), um regulador chave do tráfego de vesículas e da sinalização da insulina. Ideal para aplicações de pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STXBP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Synip; STXBP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	252983
GeneID	252983
Imunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 344-553 do STXBP4 humano (NP_848604.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6ZWJ1
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo