


Anticorpo Policlonal Anti-Styx Para Wb, Elisa - Q8Wuj0

Número do item: CM0015175



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra STYX humano (25 kDa), adequado para WB e ELISA. Ideal para investigar a sinalização MAPK/ERK, a degradação mediada por FBXW7 e a espermatogénese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STYX Rabbit pAb
Observações/Alias	STYX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6815
GeneID	6815
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-223 de STYX humano (NP_660294.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WUJ0
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo