

Anticorpo Policlonais Anti-Sufu Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Número do item: CM0027060



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SUFU humano (Supressor do Homólogo de Fused). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta SUFU humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização Hedgehog.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SUFU Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51684
GeneID	51684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 325-484 do SUFU humano (NP_057253.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UMX1
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo