

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sulf1 Para Wb, Elisa - Q8Iwu6

Número do item: CM0014049

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SULF1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta SULF1 em amostras humanas e de ratos. Ideal para aplicações de pesquisa em apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SULF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SULF-1; SULF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23213
GeneID	23213
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-610 do SULF1 humano (NP_001121676.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8IWU6
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Saco de gelo