

Anticorpo Policlonal Anti-Sult1A3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dmm9

Número do item: CM0017017



introdução

O pAb de coelho contra SULT1A3 detecta SULT1A3 humana, de camundongo e de rato. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a atividade da sulfotransferase no metabolismo das catecolaminas e dos hormônios tireoidianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra SULT1A3
Observações/Apelidos	STM; HAST; HAST3; M-PST; ST1A3; ST1A4; ST1A5; TL-PST; ST1A3/ST1A4; SULT1A3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6818
GeneID	6818
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da SULT1A3 humana (NP_808220.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, de Camundongo, de Rato
SWISS	P0DMM9
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo