


Anticorpo Policlonal Anti-Sult2A1 Para Wb, Elisa - Q06520

Número do item: CM0027745



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SULT2A1 validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Detecta SULT2A1 endógeno de ~34 kDa, uma sulfotransferase chave de esteroides e ácidos biliares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SULT2A1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; SULT2A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6822
GeneID	6822
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 da SULT2A1 humana (NP_003158.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q06520
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo