

Anticorpo Policlonal Anti-Sumo4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Eev6

Número do item: CM0024935

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SUMO4 humano (modificador semelhante à ubiquitina pequeno 4), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para o estudo de sumoilação, estresse oxidativo e vias relacionadas à imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SUMO4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	387082
ID do Gene	387082
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-95 do SUMO4 humano (Q6EEV6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6EEV6
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo