

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sun2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uh99

Número do item: CM0019108



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SUN2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo o componente SUN2 do complexo LINC, essencial para o posicionamento e a migração nuclear. Ideal para pesquisas sobre o citoesqueleto e o envelope nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SUN2 Rabbit pAb
Observações/alias	UNC84B; rab5IP; SUN2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	25777
GeneID	25777
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 255-572 de SUN2 humano (NP_001186508)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UH99
Peso da proteína	80kDa
Envio	Bolsa de gelo