

Anticorpo Policlonal Anti-Syce1 Para Wb, Elisa - Q8N0S2

Número do item: CM0027499

introdução

Anticorpo policlonal de coelho grau IVD que visa o SYCE1 humano (CT76) para WB e ELISA. Desenhado com imunogénio conservado, reage cruzadamente com rato e camundongo. Ideal para estudos de meiose e complexo sinaptonémico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYCE1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CT76; POF12; SPGF15; C10orf94; SYCE1
Espécie	Humano
GeneID	93426
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 132-351 do SYCE1 humano (NP_001137236.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N0S2
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo