

Anticorpo Monoclonal Anti-Syk Para Wb, Ip, If, Fc, Elisa - P43405

Número do item: CM0009235



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Syk humana, validado para WB, IP, IF, FC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização do BCR, imunorreceptores e pesquisa hematológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Syk Rabbit mAb
Observações/Apelido	IMD82; p72-Syk
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6850
GeneID	6850
Imunôgeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 251-350 da Syk humana (NP_003168.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43405
Peso Proteico	72kDa/70kDa
Envio	Em saco de gelo