

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sinapsina II Para Wb, If-P, Elisa - Q92777

Número do item: CM0002183

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Sinapsina II validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Para pesquisa sobre sinapses e liberação de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sinapsina II mAb de Coelho
Observações/Apelido	SYNII; Sinapsina II
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6854
GeneID	6854
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 da Sinapsina II humana (Q92777).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92777
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo