

Anticorpo Policlonal Anti-Sintrofina Alfa 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13424

Número do item: CM0023626

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Sintrofina alfa 1 humana (SNTA1). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o complexo da distrofina e a sinapse neuromuscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sintrofina alfa 1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	SNT1; LQT12; TACIP1; dJ1187J4.5; Sintrofina alfa 1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6640
ID do Gene	6640
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 da Sintrofina alfa 1 humana (NP_003089.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13424
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Saco de gelo