

Anticorpo Policlonal Anti-Sypl1 Para If/Icc, Elisa - Q16563

Número do item: CM0021271

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SYPL1 validado para aplicações de IF/ICC e ELISA. Reage com a proteína 1 semelhante à sinaptofisina humana (pantofisina), uma proteína de membrana envolvida no tráfego de vesículas citoplasmáticas. Ideal para pesquisa em biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SYPL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SYPL; H-SP1; SYPL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6856
ID do Gene	6856
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-120 da SYPL1 humana (NP_006745.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	Q16563
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo