


Anti-Tab2 (Map3K7Ip2) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Nyj8

Número do item: CM0027433



introdução

Explore o anticorpo policlonal de coelho anti-TAB2 para aplicações de WB e ELISA. Tem como alvo o TAB2 (UniProt Q9NYJ8) humano, de camundongo e de rato, um adaptador chave na sinalização NF-κB e JNK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHTD2; TAB-2; MAP3K7IP2; TAB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23118
ID do Gene	23118
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-620 do TAB2 humano (NP_055908.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYJ8
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo