


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tac3 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Uhf0

Número do item: CM0025737



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TAC3 humano (Tachykinin-3), validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de neuropeptídeos e função gonadal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TAC3 Rabbit pAb                                          |
| Observações/Apelido | NK3; NKB; HH10; NKNB; PRO1155; ZNEUROK1; LncZBTB39; TAC3 |
| Espécie             | Humano                                                   |
| GeneID (Humano)     | 6866                                                     |
| GeneID              | 6866                                                     |
| Imunógeno           | Proteína recombinante                                    |
| Fonte               | Coelho                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                   |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                 |
| SWISS               | Q9UHF0                                                   |
| Peso Proteico       | 13kDa                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                             |