


Anticorpo Policlonal Anti-Tak1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43318

Número do item: CM0017161



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TAK1 humano (MAP3K7), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de transdução de sinal, inflamação e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TAK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6885
GeneID	6885
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 507-606 do TAK1 humano (O43318)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43318
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo