


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Tank Para Wb, Elisa - Q92844

Número do item: CM0029680



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado a TANK (ITRAF) humano, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisas de sinalização de NF-kB e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	TANK Rabbit pAb
Observações/Apelido	ITRAF; TRAF2; I-TRAF; TANK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10010
GeneID	10010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-119 da TANK humana (NP_597841.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92844
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de gelo