


Anticorpo Policlonal Anti-Tatdn1 Para Wb E Elisa - Q6P1N9

Número do item: CM0016942



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TATDN1 humano, uma desoxirribonuclease nuclear com atividades exonucleásicas/endonucleásicas. Validado para WB, ELISA. Útil para pesquisa em reparo de DNA e segregação cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TATDN1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CDA11; TATDN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83940
GeneID	83940
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-297 do TATDN1 humano (NP_114415.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6P1N9
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo