


## Polymab® De Coelho Anti-Taz Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Gzv5

Número do item: CM0011677



### introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-TAZ (PolymAb®) para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage com TAZ (WWTR1) humano, de camundongo e de rato, um coativador transcricional da via Hippo. Ideal para pesquisas sobre o controle do tamanho dos órgãos e a supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | TAZ Rabbit PolymAb®                                                                                                                           |
| Observações/aliás   | TAZ                                                                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                        |
| ID do gene (humano) | 25937                                                                                                                                         |
| ID do gene          | 25937                                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do TAZ humano (NP_056287.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                                      |
| SWISS               | Q9GZV5                                                                                                                                        |
| Peso molecular      | 44 kDa                                                                                                                                        |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                 |