

Anti-Tcl1B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - 095988

Número do item: CM0016925

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TCL1B de alta qualidade validado para Western blotting e ELISA. Detecta TCL1B humano, de rato e de camundongo (previsto ~15 kDa). Útil para estudar sinalização de proto-oncogenes e vias de ativação AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCL1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	TML1; SYN-1; TCL1B
Espécie	Humano
ID do Gene	9623
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-128 do TCL1B humano (NP_004909.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95988
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo