


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tcp1 Beta/Cct2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P78371

Número do item: CM0028257



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a TCP1 beta/CCT2 (CCT2) humano, validado para Western blot, imunofluorescência, imunoprecipitação e ELISA. Detecta TCP1 beta humano e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre complexo de chaperonina e dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCP1 beta/CCT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
Espécie	Humano
GeneID	10576
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-535 da TCP1 beta/TCP1 beta/CCT2 humana (NP_006422.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P78371
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo