


Anticorpo Monoclonal Anti-Tec Para Wb E Elisa - P42680

Número do item: CM0004839



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à quinase Tec humana. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização imunológica e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tec Rabbit mAb
Observações/Alias	PSCTK4; Tec
Espécie	Humano
GeneID	7006
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da Tec humana (NP_003206.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42680
Peso Molecular da Proteína	74kDa
Transporte	Saco de gelo