


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tek (Tie2) Para Wb, Elisa - Q02763

Número do item: CM0024926



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TEK humano (TIE2; CD202B), validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos do receptor de angiopoietina em pesquisas de angiogênese e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TEK Rabbit pAb
Observações/Apelido	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7010
GeneID	7010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-750 do TEK humano (NP_000450.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02763
Peso Proteico	126kDa
Envio	Saco de Gelo