

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Tet2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6N021

Número do item: CM0026502



introdução

Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o TET2 humano (Q6N021), uma metilcitosina dioxigenase envolvida na desmetilação do DNA, com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TET2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54790
GeneID	54790
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1833-2002 do TET2 humano (NP_001120680.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6N021
Peso Proteico	224kDa
Envio	Bolsa de gelo