


Anticorpo Policlonal Anti-Tgf Beta 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P01137

Número do item: CM0021655



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TGF beta 1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Deteta as formas de proproteína e madura. Ideal para o estudo da sinalização de TGF-beta, da regulação imunitária e da EMT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TGF beta 1 pAb de coelho
Observações/Alíase	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7040
GeneID	7040
Imunógeno	Péptido sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 291-390 da TGF beta 1 humana (NP_000651.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, de camundongo, de rato
SWISS	P01137
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Em saco de gelo