


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tgfb1 (Tgf Beta Induced) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15582

Número do item: CM0004943



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TGFBI de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta TGFBI humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de adesão celular, distrofia corneana e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | TGF beta induced (TGFBI) mAb de coelho                                                |
| Observações/Apelidos | CSD, CDB1, CDG2, CSD1, CSD2, CSD3, EBMD, LCD1, BIGH3, CDGG1, TGF beta induced (TGFBI) |
| Espécie              | Humano                                                                                |
| ID do Gene (Humano)  | 7045                                                                                  |
| ID do Gene           | 7045                                                                                  |
| Imunógeno            | Peptídeo Sintético                                                                    |
| Origem               | Coelho                                                                                |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                      |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                              |
| SWISS                | Q15582                                                                                |
| Peso da Proteína     | 75 kDa                                                                                |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                         |