


Anticorpo Policlonal Anti-Tia1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31483

Número do item: CM0014057



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à TIA1 humana (P31483). Adequado para Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Detecta TIA1 humana e de camundongo. Útil para pesquisas sobre splicing alternativo, grânulos de estresse e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TIA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	WDM; ALS26; TIA-1; TIA1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7072
GeneID	7072
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 287-386 da TIA1 humana (NP_071505.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P31483
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo