

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Timm17B Para Wb, Elisa - O60830

Número do item: CM0028683

introdução

Anti-TIMM17B de Coelho (pAb) validado para WB, ELISA. Detecta TIMM17B humano e de camundongo (18 kDa), uma translocase da membrana interna mitocondrial. Ideal para estudos de importação mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM17B Coelho pAb
Observações/Alias	JM3, TIM17B, DXS9822, TIMM17B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10245
GeneID	10245
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 da TIMM17B humana (NP_005825.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O60830
Peso da Proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo