

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Timm50 Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q3Zcq8

Número do item: CM0002009

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TIMM50 humano (TIM50), validado para WB, IF, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade do translocase da membrana interna de importação mitocondrial, adequado para pesquisas sobre função mitocondrial e epilepsia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM50 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MGCA9, TIM50, TIM50L, TIMM50
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	92609
GeneID	92609
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TIMM50 humano (Q3ZCQ8).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q3ZCQ8
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo