

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Tirap Para Wb, Ihc-P, Elisa - P58753

Número do item: CM0008618



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TIRAP de alta qualidade para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece TIRAP humano, de rato e de camundongo. Explore seu papel na sinalização TLR e na resposta imune inata. Fornecido como líquido, enviado com saco de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho TIRAP
Observações/Apelido	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	114609
ID do Gene	114609
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TIRAP humano (P58753).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P58753
Peso Molecular da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo