

Anticorpo Policlonal Anti-Tlr9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nr96

Número do item: CM0017129



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o receptor tipo Toll 9 humano (TLR9/CD289). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TLR9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD289; TLR9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54106
GeneID	54106
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 414-543 do TLR9 humano (NP_059138.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR96
Peso da Proteína	116kDa
Envio	Saco com gelo