

Anticorpo Monoclonal Anti-Tmem43 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Btv4

Número do item: CM0003887

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TMEM43 (LUMA), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre envelope nuclear, imunidade inata e audição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM43 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79188
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-135 da TMEM43 humana (NP_077310.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BTV4
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo