

Anticorpo Policlonal Anti-Tmprss2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15393

Número do item: CM0020136



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMPRSS2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta a serina protease TMPRSS2 humana envolvida na entrada viral e no câncer de próstata. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TMPRSS2 pAb de coelho
Observações/Alias	PRSS10; TMPRSS2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7113
ID do gene	7113
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da TMPRSS2 humana (NP_005647.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O15393
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo