

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tmprss6 Para Wb, If-P, Elisa - Q8lu80

Número do item: CM0013743



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-TMPRSS6 validado para WB, IF-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a matriptase-2 para pesquisas sobre a homeostase do ferro. Imunógeno de proteína recombinante, 90 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TMPRSS6 Rabbit pAb
Observações/Alíás	MT2; IRIDA; TMPRSS6
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	164656
GeneID	164656
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-220 da TMPRSS6 humana, NP_705837.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IU80
Peso da Proteína	90 kDa
Envio	Bolsa de gelo