


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Para Wb E Elisa - P20333

Número do item: CM0002800



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra TNFR2/TNFRSF1B humano (P20333), adequado para WB e ELISA. Peso molecular previsto de 48 kDa. Para pesquisa de sinalização por TNF e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFR2/TNFRSF1B mAb de coelho
Observações/Alíase	p75; TBPII; TNFR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7133
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 362-461 do TNFR2/TNFRSF1B humano (P20333)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20333
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de gelo