

Anticorpo Policlonal Anti-Tnnc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02585

Número do item: CM0028864



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TNNC2 validado para Western blot (WB), imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA em amostras humanas, de rato e camundongo. Imunógeno recombinante abrangendo os aminoácidos 1-160 da troponina C humana, músculo esquelético. Adequado para pesquisa de contração muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNNC2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAP85; CFAP85; CMYP15; MYONRI; TNNC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7125
GeneID	7125
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do TNNC2 humano (NP_003270.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02585
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de Gelo