

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tob2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14106

Número do item: CM0028275

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TOB2, validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. O TOB2 é uma proteína antiproliferativa que inibe a transição da fase G0/G1 para S, localizada no citoplasma. Ideal para pesquisas sobre o ciclo celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TOB4, TOBL, APRO5, TROB2, TOB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10766
ID do Gene	10766
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do TOB2 humano (NP_057356.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14106
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo