


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Tom20 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15388

Número do item: CM0019310



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra TOM20 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em Humano, Camundongo e Rato. Tem como alvo o homólogo do receptor de importação mitocondrial TOM20 (Q15388), que funciona na mitofagia e translocação de proteínas. Ideal para pesquisa em mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOM20 Rabbit pAb
Observações/Alias	MAS20; MOM19; TOM20; 20
Espécie	Humano
GeneID	9804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-145 da TOM20 humana (NP_055580.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15388
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo