

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tomm40 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96008

Número do item: CM0026621



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TOMM40, um componente chave da translocase mitocondrial. Adequado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reativo cruzado com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de importação mitocondrial e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOMM40 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10452
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do TOMM40 humano (NP_001122389.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O96008
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco com gelo