

Anticorpo Policlonal Anti-Tox De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94900

Número do item: CM0029675

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TOX validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Tem como alvo a proteína TOX do grupo de alta mobilidade associada à seleção de timócitos, um regulador transcricional crítico para o desenvolvimento de células imunes e diferenciação neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOX Rabbit pAb
Observações/Apelido	TOX1; TOX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9760
GeneID	9760
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-165 do TOX humano (NP_055544.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	O94900
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo