


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tpmt Para Wb E Elisa - P51580

Número do item: CM0002562



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a TPMT humana (tiopurina S-metiltransferase). Desenhado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato e camundongo. Permite a investigação do metabolismo de fármacos tiopurínicos e farmacogenômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPMT Rabbit mAb
Observações/Apelido	TPMTD; TPMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7172
GeneID	7172
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da TPMT humana (P51580)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51580
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo