

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tppp/P25 Para Wb E Elisa - O94811

Número do item: CM0030459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TPPP/p25 para Western blot e ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de dinâmica de microtúbulos e mielinização. - O94811

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPPP/p25 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11076
GeneID	11076
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-219 do TPPP/p25 humano (NP_008961.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94811
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo